

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S010

2020-04-23 13:37:19.890000

Anzahl Regenerationszyklen	2.0
Differenzdruck Maske	25.6 mbar
Differenzdruck ohne Maske	25.0 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	59.16
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.6 mbar



Optische Mängel:

Anmerkungen: